

Благодарим вас за покупку массажного комплекса для тела и лица **SPA EXPERT!**

Перед использованием прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по использованию. После прочтения сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел **«Меры предосторожности»**.

Примечание: Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Содержание

<i>Меры предосторожности</i>	3
<i>Рекомендации по использованию прибора</i>	5
<i>Описание прибора и насадок</i>	6
<i>Технические характеристики</i>	7
<i>Комплектация</i>	7

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Если во время использования массажера Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Не используйте прибор под подушкой или одеялом, в противном случае может произойти перегрев и возгорание.
- Во время использования запрещается накрывать прибор чем-либо.
- В случае повреждения или поломки прибора прекратите его использование и обратитесь к специалисту в сервисный центр.
- Не вскрывайте прибор самостоятельно.
- Не опускайте прибор в воду, не держите под струей воды. Подобное действие может привести к поломке, поражению электрическим током и/или короткому замыканию.
- Не используйте прибор вблизи обогревателей и печей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.
- Не пользуйтесь прибором вблизи легковозгораемых жидкостей (напр.: бензин, растворитель, спрей и т.д.). Подобное действие может привести к взрыву или пожару.
- Храните прибор вдали от детей. Не позволяйте детям играть с прибором. В противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током и другим травмам.
- Не используйте прибор во время сна.

Меры предосторожности

- Не используйте прибор во время принятия душа или ванны.
- Не используйте прибор во время алкогольного опьянения.
- Не используйте прибор сразу после приема пищи.

Внимание! Вы можете травмировать себя при неправильном использовании изделия.

Внимание! Прибор обладает влагоустойчивым корпусом и способен переносить кратковременный контакт с жидкостью (случайные брызги воды), но не предназначен для использования непосредственно под водой.

Если Вы относитесь к следующим категориям людей, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом:

- проходите медицинское лечение
- беременность
- инвалидность
- хронические заболевания в стадии обострения
- страдаете от сердечной недостаточности
- если у Вас нарушение восприятия
- заболевание кожи, открытые раны, повреждения кожи
- онкологические заболевания
- если на Вашем теле есть электронные медицинские импланты

Рекомендации по использованию прибора

Прибор SPA EXPERT предназначен для регулярного ухода за кожей лица и тела, мягкого и деликатного очищения, отшелушивания верхнего ороговевшего слоя кожи.

Благодаря полноценному профессиональному брашингу (глубокому очищению кожи), кожа лучше насыщается кислородом, приобретает здоровый и сияющий вид. Модульный блок массажера оснащен вращающимся механизмом, на который крепятся специальные насадки для очищения, отшелушивания ороговевших клеток эпидермиса. Подобная активная чистка способствует восстановлению микроциркуляции крови, улучшает метаболизм в тканях, повышает упругость и эластичность кожи.

Массажер SPA EXPERT выполнен в водонепроницаемом корпусе, что позволяет использовать его во влажных помещениях, например, в ванной комнате. Прибор способен переносить кратковременный контакт с жидкостью (случайный брызги воды), но не предназначен для использования непосредственно под водой.

Внимание! Во избежание поломок и травм не помещайте прибор в воду!

Наиболее выраженный эффект достигается во время комплексного применения прибора со специальными очищающими гелями, муссами, эмульсиями или скрабами. Двойное действие от брашинга и косметических средств позволит добиться превосходного очищения, а также подготовит кожу к последующему нанесению кремов или масок. После удаления ороговевших клеток кожи любые косметические средства усваиваются кожей намного активнее, благодаря чему кожа выглядит потрясающе!

Описание прибора и насадок



1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Малая насадка-щетка с мягкой щетиной предназначена для деликатного очищения лица и отшелушивания омертвевших клеток кожи. Насадка выполнена из специальной гипоаллергенной щетины, не травмирует кожу и не вызывает раздражений.
3. Большая насадка-щетка специально разработана для пилинга всей поверхности тела, она превосходно очищает поверхность кожи от загрязнений и чешуек кожи, подготавливая ее к дальнейшим косметическим процедурам.

Описание прибора и насадок

4. Насадка-спонж из мягкого губчатого материала используется для равномерного нанесения кремов, эмульсий, а также тонального средства на кожу. Применение насадки-губки способствует нанесению тонкого слоя косметического средства и значительно уменьшает его расход.
5. Насадка-пемза прекрасно очищает огрубевшие участки кожи, удаляя ороговевшие клетки с пяток, локтей, коленей. После проведения обработки этих поверхностей рекомендуется нанести питательный крем для смягчения кожи

Технические характеристики

Артикул	GESS-687
Питание:	4 батареи 1.5 В размера AA (не входят в комплект)
Габариты, мм	196x147x50

Комплектация

- SPA EXPERT - 1 шт
- Большая насадка-щетка - 1 шт
- Малая насадка-щетка - 1 шт
- Насадка-губка - 1 шт
- Насадка с пемзой - 1 шт

